



Instructions for Use

ADM Ankle Foot Orthosis

- ron** Română
- ell** Ελληνικά
- por** Português
- bul** Български
- lit** Lietuvių
- fin** suomi

ron Română

Instrucțiuni de utilizare

Denumirea produsului: Orteză de mers gleznă-picior pentru abducția și dorsiflexia piciorului (ADM AFO)

① ② Utilizarea prevăzută / Contraindicații

Orteză pentru gleznă – picior pentru preventia recidivei piciorului strâmb congenital. Utilizați doar cu bare de rotație externe. ① sau cu dispozitiv ADM ②. Nu utilizați pe piciorul necorectat sau piciorul strâmb congenital în recidivă. Dacă aveți nelămuriri, contactați medicul.

③ Atenționări și precauții

Dispozitiv medical clasa 1. A se utiliza doar pentru piciorul strâmb congenital corectat. Dispozitiv pentru utilizare doar în timpul noptii sau al somnului. Nu permiteți pacientului să umble, să alerge sau să sară în timpul utilizării dispozitivului. Utilizați dimensiunea și configurația corectă indicată de medic. În cazul în care pacientul nu tolerează dispozitivul sau acuză disconfort permanent în timpul utilizării, scoateți dispozitivul și consultați medicul. Nu utilizați dispozitivul în cazul în care acesta este deteriorat. Dispozitivul nu este steril și este destinat exclusiv utilizării de către utilizatorul final inițial. Dispozitivul poate fi returnat la C-Pro Direct pentru eliminare în condiții de siguranță sau eliminat/reciclat ca alte articole de uz casnic. Depozitați produsul la o temperatură cuprinsă între 2 și 22 grade Celsius. A se feri de expunerea directă la soare și a se păstra curat și uscat.

④ Fixarea sandalei la pacient

4a. Poziționați piciorul în sandală. Asigurați-vă că poziția călcâiului este cât mai în spate posibil. Fixați cu fermitate cureaua mijlocie.

SET 3

- 4b. Fixați cureaua superioară
- 4c. Fixați cureaua/curelele pentru degete

⑤ Confirmarea poziției călcâiului

- 5a. Călcâi complet înapoi. Poziție optimă.
- 5b. Decalaj între călcâi și căptușeală. Consultați medicul.

ell Ελληνικά

Οδηγίες Χρήσης

Όνομασία προϊόντος: ADM Κνημοποδικής Όρθωσης

① ② Προβλεπόμενη Χρήση / Αντενδέιξεις

Κνημοποδική Όρθωση (Ankle Foot Orthosis-AFO) για την πρόληψη υποπτροπής της στρεβλοποδίας. Να χρησιμοποιείται μόνο με Μπάρες Εξωτερικής Περιστροφής ① ή Μηχανισμούς Απαγωγής και Ραχιαίας Κάμψης ②. Μην τη χρησιμοποιείτε σε άκρα ποδιών με μη διορθωμένη ή σε υποπτροπή στρεβλοποδία. Αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

③ Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις

Ιατρική Συσκευή Κατηγορίας 1. Μόνο για διορθωμένη στρεβλοποδία. Συσκευή για χρήση μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και του ύπνου. Μην επιτρέπετε στον ασθενή να περπατά, να τρέχει, να πηδά ή να παίζει κατά τη χρήση της συσκευής. Χρησιμοποιήστε το σωστό μέγεθος και τις σωστές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Σε περίπτωση μη ανοχής ή συνεχούς δυσφορίας του ασθενή, αφαιρέστε τη συσκευή και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Μην τη χρησιμοποιείτε αν έχει υποστεί βλάβη. Η συσκευή δεν είναι αποστειρωμένη και παρέχεται για χρήση μόνο από τον αρχικό χρήστη. Η συσκευή μπορεί να επιστραφεί στη C-Pro Direct για ασφαλή απόρριψη ή να απορριφθεί / ανακυκλωθεί όπως άλλα οικιακά είδη. Να φυλάσσεται μεταξύ 2 και 22 βαθμών Κελσίου. Να διατηρείται μακριά από άμεσο ηλιακό φως, καθαρή και στεγνή.

④ Τοποθετήστε το πέδιλο στον ασθενή

- 4a. Τοποθετήστε το πόδι μέσα στο πέδιλο. Βεβαιωθείτε ότι η φτέρνα είναι όσο το δυνατόν πιο πίσω. Ασφαλίστε σφιχτά τον μεσαίο ιμάντα
- 4b. Ασφαλίστε τον άνω ιμάντα
- 4γ. Ασφαλίστε τον ιμάντα / τους ιμάντες των δακτύλων ποδιού

⑤ Επιβεβαίωση της Θέσης Φτέρνας

- 5a. Φτέρνα τελείως πίσω. Βέλτιστη θέση
- 5β. Κενό μεταξύ φτέρνας και επένδυσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

por Português

Instruções de utilização

Nome do produto: Ortótese de Tornozelo e Pé ADM

① ② Utilização prevista/ contraindicações

Ortótese de tornozelo e pé para prevenção de recaída em casos de pé bato. Utilize apenas com barras de rotação externa ① ou mecanismos de abdução e dorsiflexão (ADM)②. Não utilize em pé bato não corrigido ou com recaída. Em caso de dúvida, consulte o seu clínico.

③ Advertências e precauções

Dispositivo médico de classe 1. Apenas para pé bato corrigido. Para utilização apenas como dispositivo noturno e de repouso. Não permitir que o paciente ande, corra, salte ou jogue ao utilizar este dispositivo. Utilize o tamanho e a configuração corretos conforme orientação do seu clínico. Em caso de intolerância do paciente ou desconforto contínuo, remova o dispositivo e consulte o seu clínico. Não utilize se estiver danificado. O dispositivo não está esterilizado e é fornecido para utilização apenas pelo utilizador final original. O dispositivo pode ser devolvido à C-Pro Direct para eliminação segura, ou ser descartado/ reciclado como outros itens domésticos. Armazene entre 2 °C e 22 °C. Mantenha limpo e seco e afastado da luz solar direta.

④ Calçar a sandália ao paciente

- 4a. Coloque o pé na sandália. Certifique-se que o calcaneo está o mais para trás possível. Aperte bem a tira do meio.
- 4b. Aperte a tira superior.
- 4c. Aperte a tira dos dedos do pé.

⑤ Confirmar a posição do calcanhar

- 5a. Calcanhar totalmente para trás. Posição ideal.
- 5b. Espaço entre o calcanhar e o forro. Verifique com o seu clínico.

Инструкции за употреба

Име на продукта: МАД ортеза за глезен и ходило

① ② Употреба по предназначение/ Противопоказания

Ортезата за глезен и ходило е предназначена да предотвратява рецидива на вродени криви крачета тип конско-варусно ходило. Използвайте я само с лостове за външна ротация или с механизми за абдукция и дорзифлексия. Да не се използва при некоригирано или при рецидив на конско-варусно ходило. Ако не сте сигури консултирайте се с вашия лекар.

③ Предупреждения и предпазни мерки

Медицинско устройство от Клас 1. Само за коригирани вродени криви крачета тип конско-варусно ходило. Да се използва само като нощно устройство по време на сън. Не позволяйте на пациента да ходи, бяга, скака или играе, когато използва устройството. Използвайте правилния размер и конфигурация според указанията на вашия лекар. В случай на непоносимост или продължителен дискомфорт от страна на пациента, махнете устройството и се консултирайте с вашия лекар. Да не се използва, ако е повредено. Устройството не е стерилно и е предоставено за употреба само от оригиналния краен потребител. Устройството може да бъде върнато на C-Pro Direct за безопасно изхвърляне или да бъде изхвърлено / рециклирано като други предмети от бита. Съхранявайте между 2 градуса и 22 градуса. Да се съхранява на чисто и сухо място, далече от пряка слънчева светлина.

④ Поставяне на сандали на пациента

4a. Поставете крака в сандали. Уверете се, че петата е възможно най-надал. Закопчайте добре средната кайшка.

4b. Закопчайте горната кайшка

4c. Закопчайте кайшката(ите) за пръстите

⑤ Проверка на позицията на петата

5a. Пета възможно най-надал. Най-добра позиция.

5b. Разстояние между петата и подплатата. Посъветвайте се с лекаря си.

Naudojimo instrukcijos

Gaminio pavadinimas: ADM čiurnos ir pédos ortezas (AFO, angl. „Ankle Foot Orthosis“)

① ② Paskirtis / kontraindikacijos

Čiurnos ir pédos ortezas, skirtas šleivapédystés relapso prevencijai. Skirtas naudoti tik su išorinio pasukimo strypais ① arba abdukcijos dorsifleksijos mechanizmais ②. Nenaudokite esant nekoreguotai arba relapsavusiai šleivapédystei. Kilus abejonių pasitarkite su gydytoju.

③ Įspėjimai ir atsargumo priemonės

1 klasės medicinos prietaisas. Tik koreguotai šleivapédystei. Skirtas naudoti tik naktį miegant. Neleiskite pacientui vaikščioti, bėginti, šokinėti ar žaisti, dėvint prietaisą. Naudokite tinkamo dydžio ir konfigūracijos prietaisą, kaip nurodyta jūsų gydytojo. Jei pacientas netoleruoja prietaiso arba jaučia nuolatinį diskomfortą, nuimkite prietaisą ir pasitarkite su gydytoju. Nenaudokite, jei prietaisais pažeistas. Prietaisais nesterilus ir skirtas naudoti tik pirmajam galutiniam naudotojui. Prietaisą galima gražinti „C-Pro Direct“, kad jis būtų saugiai pašalintas, arba šalinti / perdirbtį kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Laikykite nuo 2 iki 22 laipsnių Celsius temperatūroje. Saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos, laikykite švarioje ir sausoje vietoje.

④ Apaukite pacientą basute

4a. Įstatykite pėdą į basutę. Įsitikinkite, kad kulnas kiek įmanoma atitrauktas atgal. Tvirtai užsekite vidurinį dirželį.

4b. Užsekite viršutinį dirželį.

4c. Užsekite pirštų dirželį (-ius).

⑤ Kulno padėties patikrinimas

5a. Kulnas iki galo atitrauktas atgal. Geriausia padėtis.

5b. Tarpas tarp kulno ir pamušalo. Pasitarkite su gydytoju.

Käytöohje

Tuotemalli: Nilkan loitonkus- ja taivutustuen nilkka- ja säärortoosi

① ② Käyttötarkoitus / Vasta-aiheet

Nilkka- ja säärortoosi kampurajalan uusiutumisen estämiseksi. Käytettävä ainostaan yhdessä ulkoisten kierretankojen ① tai nilkan loitonkus- ja taivutustukien ② kanssa. Älä käytä, jos kampurajalkaa ei ole korjattu tai jos se on uusiutunut. Jos olet epävarma, käänny kliinikon puoleen.

③ Varoitukset ja varotoimet

Luukan 1 lääkinnällinen laite. Ainoastaan korjattua kampurajalkaa varten. Laitetta käytetään ainostaan öisin ja nukkumisaikana. Älä anna potilaan kävellä, hyppiä tai leikkiä tätä laitetta käyttääseen. Käytä oikean kokoista laitetta ja kokoonpanoa klinikan ohjeiden mukaan. Potilaan sietokyynyn puuttuessa tai potilaan tuntiessa jatkuva epämukavuutta, irrota laite ja ota yhteys klinikkoon. Älä käytä, jos laite on vaurioitunut. Laite ei ole sterili ja se toimitetaan ainostaan alkuperäisen loppukäyttäjän käytettäväksi. Laite voidaan palauttaa C-Pro Directille turvallista hävittämistä varten tai se voidaan hävittää/kierrättää kuten muutkin kotitaloustavarat. Säilytys 2–22 °C:ssa. Älä jätä suoraan auringonvaloon. Pidettävä puhtaana ja kuivana.

④ Sovita sandaali potilaalle

4a. Aseta jalkaterä sandaalii. Huolehdi siitä, että kanta sijoittuu mahdollisimman pitkälle taakse. Sido keskihihna tiukasti.

4b. Sido ylähihna

4c. Sido varvashihna (varvashihnat)

⑤ Kannan asennon varmistaminen

5a. Kanta täysin takana. Paras asento

5b. Rako kannan ja sisustan välillä. Tarkista klinikolta.



C-Pro Direct Ltd, Edenbridge, Kent, United Kingdom

C-Pro Direct Ireland Limited, 57 Amiens Street, Dublin 1, D01YY11, Ireland

